

DB-10C, Thermostat chauffant pour cellules pour les cellules de spectrophotométrie

 Basic Plus
Product Class

DESCRIPTION

Le thermostat de bloc à sec **DB-10C** est conçu pour la thermostatiser des échantillons en cuvette avant de mesurer les densités optiques.

Associé à un photomètre, le **DB-10C** est l'appareil standard pour suivre les méthodes de diagnostic d'indicateurs biochimiques (intensité de réaction d'enzyme et concentration de métabolite).

CARACTÉRISTIQUES

Plage d'ajustement de la température	+25°C ... +60°C
Plage de contrôle de la température	5 °C au-dessus de la T. ambiante ... +60°C
Paramètres de configuration température	0.1°C
Stabilité de la température	±0.1°C
Uniformité de la température à +37 °C	±0.3°C
Plage du coefficient d'étalonnage de la température	0.936...1.063 (± 0.063)
Réglage de l'horloge numérique	1 min - 96 h / sans interruption (par incrémentation d'1 min)
Indication numérique de la température et de l'heure	+
Nombre d'emplacements	10 cuves (voie optique de 10 mm)
Écran	LCD, 2x16 signes
Dimensions globales (LxDxH)	140x120x70 mm
Poids	0.8 kg
Courant d'entrée/consommation électrique	12 V, 1 A / 12 W
Alimentation externe	Entrée CA 100–240 V 50/60 Hz, Sortie CC 12 V



NUMÉRO DE CAT.

BS-010417-AAG	230VAC 50/60Hz prise Euro
BS-010417-AAK	230VAC 50/60Hz prise UK, 230VAC 50/60Hz prise AU, 100VAC 50/60Hz prise US, 120VAC 60Hz prise US
BS-010417-AK	IQ OQ document
BS-010417-BK	PQ document