

PDS-250, solution de décontamination ADN/ARN, spray, 250 ml

DESCRIPTION

La contamination est un enjeu particulièrement important dans la technique très sensible de la PCR. Provenant de fragments à l'état d'aérosol, l'ADN contaminant peut entraîner une contamination croisée, ce qui entraîne des données inexactes et, par conséquent, une mauvaise interprétation de l'analyse.

Le PDS-250 est une solution prête à l'emploi pour éliminer l'ADN et l'ARN des surfaces avant la préparation de la réaction PCR. L'ADN/ARN est retiré en quelques secondes après l'utilisation. La solution contient un tensioactif et un agent non alcalin et non cancérigène. Le PDS-250 est conçu pour être utilisé avec les armoires PCR et les hottes à flux laminaire (p. ex. l'UVT-S-AR), les dispositifs de laboratoire – le Biomaggure 12, le TS-100, les pipettes – les pipettes de la série Assist, etc.

Avantages – Extrêmement efficace

Le PDS-250 est efficace contre l'amplicon, le plasmide ou l'ADN génomique et l'ARN présent sur la plupart des surfaces, à l'exception des métaux légers ou non ferreux (p. ex. aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain, titane, zinc, etc.).

Le PDS-250 est prêt à l'emploi pour éliminer l'ADN et l'ARN des surfaces appropriées. Décontamination rapide et facile ; l'utilisation du PDS-250 est rapide, facile et idéale pour maintenir une zone de travail propre avant et après une analyse PCR, gagnant ainsi du temps tout en évitant des dépenses.

Le PDS-250 est résistant à la chaleur et stable pendant plusieurs années.

Utilisation recommandée : Applicable uniquement dans la recherche et l'industrie. Non recommandé pour les applications cliniques. Utiliser selon le mode d'emploi. Le PDS-250 doit être appliqué sur le verre, la céramique, le plastique, le caoutchouc, l'acier et les métaux précieux. Le PDS-250 ne peut pas être utilisé pour le nettoyage des métaux légers ou non ferreux. Pour éviter tout dommage ou toute décoloration, il est recommandé de tester les surfaces sensibles avant l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Volume	250 ml
--------	--------



NUMÉRO DE CAT.

BS-040107-DK

PDS-250, formulation prête à l'emploi en spray, 250 ml



UVC/T-AR

BS-040102-AAA

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVC/T-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

C'est un modèle de type paillasse en ...

[Lire la suite](#)



UVC/T-M-AR

BS-040104-AAA

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVC/T-M-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

C'est un modèle de type paillasse en ...

[Lire la suite](#)



UVT-B-AR

BS-040109-AAA

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVT-B-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

C'est un modèle de type paillasse en ...

[Lire la suite](#)



UVT-S-AR

BS-040107-AAA

Enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN

L'enceinte de nettoyage par UV d'ADN/ARN **UVT-S-AR** permet l'utilisation des échantillons d'ADN en salle blanche. L'enceinte UV fournit une protection contre la contamination.

Il s'agit un modèle de type paillasse ...

[Lire la suite](#)