



Labormöbel


T-4 / T-4L

bewegliche Tische mit einer Schublade und Radschlössern




T-4L-P

Tisch mit Einlegeböden



LF-1


Laborschränke



Abmessungen


T-4 (L x B x H)	800 x 600 x 745 mm
T-4L (L x B x H)	1290 x 600 x 770 mm
T-4L-P (L x B x H)	1290 x 600 x 1670 mm
LF-1 (L x B x H)	300 x 450 x 705 mm

T-4 Montageschema



Artikel	Menge, St.
M6 x 40	4
M6 x 35	10
M6/9 x 12 x 15	4
Sechskantschlüssel zur Montage	1
Tischfuß	2
Steckstab	3
Tischoberteil	1
Schublade	1
Rückwand	1


T-4L Montageschema




Artikel	Menge, St.
M6 x 50	4
M6 x 40	6
M6 x 35	4
M6/9 x 12 x 15	6
Sechskantschlüssel zur Montage	1
Tischfuß	2
Steckstab	1
Tischoberteil mit Schublade	1
Rückwand	1

T-4L-P Montageschema

Artikel	Menge, St.
M4 x 16	16
4,8 x 19	16
M6 x 45	4
M6 x 40	6
M6 x 35	4
M6 x 50	4
M6/9 x 12 x 15	10
Sechskantschlüssel zur Montage	1
Tischfuß	2
Steckstab	1
Tischoberteil mit Schublade	1
Rückwand	1
Einlegeboden	2
Stütze für Einlegeboden	2
Klammer für Einlegeboden	8



LF-1 Montageschema



Artikel	Menge, St.
Schrank	1
Rad	4

Biosan SIA

Ratsupites 7, build.2, Riga, LV-1067, Lettland
Telefon: +371 67426137 Fax: +371 67428101
<http://www.biosan.lv>

Version 4, November 2013