

# UVR-Mi, Рециркулятор воздуха проточный бактерицидный

## ОПИСАНИЕ

Принцип проточного бактерицидного рециркулятора воздуха основан на постоянной, активной циркуляции воздуха через камеру рециркулятора в непосредственной близости от УФ-ламп, обеспечивая максимальную эффективность дезинфекции. Кроме того, благодаря наличию зеркальной внутренней поверхности в камере рециркулятора, ультрафиолетовые лучи многократно отражаются, увеличивая плотность УФ излучения и, следовательно, усиливая эффект обеззараживания.

Прибор состоит из 2 УФ-ламп, вентиляторного блока с антипылевыми фильтрами и блока управления, установленных в пластиковом корпусе.

Преимущества:

- Бактерицидные рециркуляторы воздуха **UVR-Mi** идеально подходят для обеззараживания воздуха в больницах (особенно в приёмных отделениях, операционных комнатах, родовых залах и т. д.), детских садах, исследовательских лабораториях, ветеринарных клиниках
- УФ излучение уничтожает болезнетворные вирусы, бактерии и грибки находящиеся в воздухе, что делает рециркуляторы высокоэффективным средством в борьбе с болезнями передающимися воздушно-капельным путём
- Обеспечивают полную защиту от воздействия прямого УФ-излучения
- Озон не образуется благодаря использованию безозоновых УФ-ламп
- Встроенный таймер позволяет контролировать время работы УФ-ламп
- Цифровой блок управления позволяет отслеживать общее время работы УФ-ламп
- Прост в установке, эксплуатации и обслуживании. Бесшумен в работе.

Размещение прибора

- Удобное настенное размещение
- Доступен передвижной штатив



## KAT. HOMEP

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| BS-040110-AAA   | 230VAC 50/60Hz Euro вилка |
| BS-040110-AAB   | 230VAC 50/60Hz UK вилка   |
| BS-040110-AA3   | 230VAC 50/60Hz AU вилка   |
| please, inquire | 100VAC 50/60Hz US вилка   |
| BS-040110-AK    | IQ OQ документ            |
| BS-040110-BK    | PQ документ               |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Источник УФ-излучения                                            | 2 лампы - 25 Вт, безозоновые, бактерицидные |
| Интенсивность УФ-излучения                                       | 36 мВт / см <sup>2</sup> / с                |
| Продуктивность работы со стандартным фильтром                    | 14 м <sup>3</sup> / ч                       |
| Полная защита от воздействия прямого ультрафиолетового излучения | +                                           |
| Индикатор работы УФ-лампы                                        | +                                           |
| Дисплей                                                          | ЖК                                          |
| Счетчик отработанного времени УФ-лампы                           | +                                           |
| Таймер                                                           | 1 мин.–24 часа / непрерывно                 |
| Автоматический включение/выключение рециркуляции                 | +                                           |
| Детекция неисправности ламп                                      | +                                           |
| Размеры (Д×Ш×В)                                                  | 110 x 135 x 660 мм                          |
| Вес                                                              | 3,4 кг                                      |
| Потребляемая мощность (230В / 120В)                              | 110 Вт (0,5 А)                              |
| Питание                                                          | 230 В, 50 Гц                                |
| ---                                                              | ---                                         |
| Размеры штатива UVR-S                                            | 600 x 600 x ~1100 мм                        |

## АКСЕССУАРЫ



UVR-S

BS-040105-AK

передвижной штатив