

Labagua Bio, sistema de agua ultrapura

DESCRIPCIÓN

El sistema **Labagua Bio** produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.

ESPECIFICACIONES

Resistencia de agua ultrapura (calidad 1)	18.2 MΩ x cm
Conductividad de agua ultrapura (calidad 1)	0.055 µS/cm
Resistencia de agua pura (calidad 2)	> 10 MΩ x cm
Conductividad de agua pura (calidad 2)	< 0.1 µS/cm
TOC	< 2 ppb
RNasa	< 0.01 ng/ml
DNasa	< 4 pg/µl
Bacterias	< 0.1 CFU/mL
Endotoxinas	< 0.001 EU/mL
Partículas > 0,22 µm	< 1/mL
Vida útil del módulo de desionización (módulo estándar)	1 m ³
Depósito de almacenamiento	30 L
Presión del agua de alimentación	0.8 – 4 bar
Conductividad del agua de alimentación	< 1300 µS/cm
Dimensiones (An. x Prof. x Al.)	320×560×620 mm
Peso	26 kg
Consumo eléctrico	130 W
Tensión nominal	230 V, 50/60 Hz




NÚMERO DE CATEGORÍA


BS-070106-A02	Enchufe europeo de 230 V CA 50 Hz
BS-070106-A06	Enchufe de RU de 230 V CA 50/60 Hz
BS-070106-A03	Enchufe de AU de 230 V CA 50/60 Hz
BS-070102-NK	IQ OQ documento



Juego de prefiltro externo
(polifosfato / carbón / 1 µm) con
manómetro
BS-070104-LK




Juego de prefiltro externo (carbón
/ 1 µm) con manómetro
BS-070104-KK




Conjunto de prefiltro interno
BS-070104-AK



Membrana RO (30 L/h)
BS-070102-MK



Módulo de pulido
BS-070104-BK



Módulo de desionización
BS-070104-IK




Microfiltro - 0.22µm no estéril
BS-070104-EK




Microfiltro - 0.22µm estéril
BS-070104-FK



Ultrafiltro
BS-070104-GK



Bombilla UV 254 nm
BS-070104-CK



Bombilla UV 185 nm
BS-070104-DK