


Kit de calibration

DESCRIPTION

CKG16 pour tube en verre de diamètre de 16 mm, ensemble de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 normes

CARACTÉRISTIQUES

Diameter	16 mm
----------	-------



NUMÉRO DE CAT.

BS-050102-BK CKG16 - ø16mm - 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0 McF

ACCESSOIRES



DEN-1
BS-050102-AAF
Densitomètre (détecteur de turbidité en suspension)

Les densitomètres sont conçus pour mesurer la turbidité de suspension cellulaire dans la plage unités McFarland 0,3–5,0 (100×10^6 – 150×10^7 cellules/ml).

Les densitomètres permettent de mesurer la turbidité ...

[Lire la suite](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitomètre (détecteur de turbidité en suspension)

Les densitomètres sont conçus pour mesurer la turbidité de suspension cellulaire dans la plage unités de McFarland 0,0–6,0 (0 – 180×10^7 cellules/ml).

Les densitomètres permettent de mesurer la turbidité ...

[Lire la suite](#)