

BioMagPure 12 reaģenti

APRAKSTS

Reaģenti BioMagPure 12 - kompakta, robotizēta, galda darbstacijai, nukleīnskābju automātiskai attīrīšanai. Iepriekš uzpildītu reaģentu kasetņu un vienreizējās lietošanas materiālu izmantošana nodrošina tiešām vienkāršu automatizētu un augsti kvalitatīvu risinājumu nukleīnskābju ekstrakcijai. Pārbaudīta magnētiskās atdalīšanas tehnoloģija padara attīrīšanu par efektīvu, vienkāršu, uzticamu, drošu un rentablu procesu.

ĪPAŠĪBAS

- Progresīva magnētisko daļiņu tehnoloģija
- Patentēta reakciju kamera
- Pilnīgi automatizēts
- Uzticama kvalitāte
- Kartridži ar reaģentiem, iepriekš uzpildīti - gatavi darbam,
- 3 vienkārši soļi: IELĀDĒ - PALAID - SAŅEM

SPECIFIKĀCIJA

Apstrādes apjoms

1–12 paraugi vienā ciklā

Ekstrakcijas tehnoloģija

magnētisko daļiņu atdalīšanas tehnoloģija



KAT. NUMURS

BS-060201-AK

Asins DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts 200 -

lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu DNS no 10-
400µl ziditāju neatšķaidītām asinīm, asins šūnu
suspensijas.

BS-060201-BK

Asins DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts 1200

lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu DNS no 400-
1000µl ziditāju neatšķaidītām asinīm, asins šūnu
suspensijas.

BS-060201-CK

Vīrusu nukleīnskābju ekstrakcijas reaģentu
komplekts
lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu
vīrusu DNS vai RNS no cilvēku bioloģiskajiem
paraugiem, tādiem kā serums, plazma, un citi
bezšūnu šķidrumi.

BS-060201-DK

Audu DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts -

lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu genoma DNS
no dažādiem dzīvnieku audiem, uztriepju
paraugiem un asins traipiem.

BS-060201-EK

Kultivētu šūnu DNS ekstrakcijas reaģentu
komplekts
lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu
genoma DNS no kultivētām šūnām un
leikocitārām plēvēm.

BS-060201-FK

Baktēriju DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts -

lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu genoma DNS
no gram-pozitīvām un gram-negatīvām
baktērijām.

BS-060201-GK

HPV DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts -

lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu cilvēka
papilomas vīrusa (HPV) DNS no dzemdes kakla
šūnu paraugiem, kas iegūti no genitālām
uztriepēm šķidrā vidē (piemēram, Hologic
Thinprep PreservCyt®)

BS-060201-IK	TB DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu mikobaktēriju (piemēram, tuberkulozes mikobaktēriju) genoma DNS no dažādiem paraugiem
BS-060201-JK	FFPE DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu genoma DNS no FFPE (formalinā fiksētu, parafinā iegremdētu) audu paraugiem. Nodrošina labas kvalitātes un augstas uzticamības DNS, molekulārai diagnostikai
BS-060201-KK	Forensic DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - ir domāts, lai iegūtu un izolētu genomu DNS no tiesu medicīnas paraugiem.
BS-060201-LK	Vīrusu/patogēnu nukleīnskābes ekstrakcijas reaģentu komplekts A - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu vīrusu un patogēnu DNS/RNS no bezšūnu paraugiem, tādiem kā serums, plazma, un citi bezšūnu šķidrumi.
BS-060201-MK	Vīrusu/ patogēnu nukleīnskābes ekstrakcijas reaģentu komplektu B - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu vīrusu un patogēnu DNS/RNS no uztriepju paraugiem (paraugiem, kas satur daudz šūnu).
BS-060201-NK	Vīrusu RNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu vīrusu RNS no cilvēku bioloģiskajiem paraugiem, tādiem kā serums, plazma, un citi bezšūnu šķidrumi.
BS-060201-OK	Augu DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu genomu DNS no augiem (lapām, sēklām un sporām) un sēņu audiem. Attīrīšanai var izmantot līdz 100 mg audu.
BS-060201-PK	Totālā RNS ekstrakcijas reaģentu komplekts - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu pilnu RNS no neatšķaidītām asinīm, asins šūnām, dzīvnieku audiem, augiem, rauga un kultivētām šūnām.
BS-060201-QK	Vīrusu nukleīnskābes ekstrakcijas reaģentu komplekts no liela apjoma - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu vīrusu DNS vai RNS no cilvēku bioloģiskajiem paraugiem, tādiem kā serums, plazma, un citi bezšūnu šķidrumi.
BS-060201-RK	CFC DNS ekstrakcijas reaģentu komplekts lielumam - lieto kopā ar ierīci, lai izdalītu cirkulējošo DNS no plazmas seruma vai bez šūnu ķermeņa šķidruma parauga tilpumā līdz 5ml



BioMagPure 12
BS-060201-AAA

kompakta robotizēta galda darbstacija nukleīnskābju automātiskai attīrīšanai

BioMagPure 12 ir kompakta robotizēta galda darbstacija nukleīnskābju automātiskai attīrīšanai. Iepriekš uzpildītu reaģentu kasetņu un vienreizējās lietošanas materiālu izmantošana nodrošina tiešām vienkāršu automatizētu un augsti kvalitatīvu risinājumu nukleīnskābju ekstrakcijai. Pārbaudīta ...

[Lasīt vairāk](#)