

UP-168, платформа

ОПИСАНИЕ

Универсальная платформа с зажимами позволяет одновременно разместить колбы или бутылки разного объёма. Зажимы не входят в комплект поставки и их необходимо заказывать отдельно.



KAT. HOMEP

BS-010135-ЖК

Платформа UP-168

АКСЕССУАРЫ



TR-44/15
BS-010135-LK
штатив

Штатив с регулируемым углом наклона для UP-168



TR-21/50
BS-010135-KK
штатив

Штатив с регулируемым углом наклона для UP-168



FC-50
BS-010126-MK
зажим

Зажимы для колб объёмом 50 мл - Ø50 мм для UP-168



FC-100
BS-010126-NK
зажим

Зажимы для колб объёмом 100 мл - Ø65 мм для UP-168



FC-250
BS-010126-ЖК
зажим

Зажимы для колб объёмом 250 мл - Ø85 мм для UP-168



FC-500
BS-010126-LK
зажим

Зажимы для колб объёмом 500 мл - Ø105 мм для UP-168



FC-1000
BS-010126-КК
зажим

Зажимы для колб объёмом 1000 мл - Ø130 мм для UP-168




FC-2000
BS-010126-NK
зажим

Зажимы для колб объёмом 2000 мл - Ø165 мм для UP-168



HSC-50
BS-010167-DK
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для колб объёмом 50 мл - Ø50 мм для UP-168



HSC-100
BS-010167-EK
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для колб объёмом 100 мл - Ø65 мм для UP-168



HSC-250
BS-010167-FK
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для колб объемом 250 мл - Ø85 мм для UP-168



HSC-500
BS-010167-JK
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для колб объемом 500 мл - Ø105 мм для UP-168



HSC-1000
BS-010167-1K
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для колб объемом 1000 мл - Ø130 мм для UP-168



ES-20/60
Без платформы
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/60 для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор предусмотрен для ...

[читать далее](#)



ES-20/80
Без платформы
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/80 для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



PSU-20i
Без платформы
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)